

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

CAMILLA PARA AMBULANCIA (NF-A9) MARCA NEW FELLOW

Características técnicas:

Fabricado en aluminio de alta resistencia.

La camilla superior es separable con el principal, marco de la camilla que podría ser retirado del carro y la utiliza como camilla separada, de fácil bloqueo/desbloqueo de la camilla.

Ajustable en altura 9 posiciones.

El respaldo puede ajustarse desde 0 a 65 grados, con soporte neumático

Barandas laterales, para protección de los paciente cuando se transfiera

Regulable a la altura de las piernas, el mecanismo está controlado por sistema de palanca

Sólo una persona puede operar la camilla en la ambulancia

Sistema de fijación doble al piso cuando está en la ambulancia

Ruedas de goma, Φ 150mm, 125mm de ancho.

Adopta 9 posiciones, Fowler y Trendelemburg

Capacidad de carga de 180 Kg

Peso de camilla 45 Kg.

Sellado térmico de colchón impermeable de PVC

Accesorios:

Correas de sujeción para (3 pcs.), para pecho, cadera y rodillas con clip metálico.

Dispositivo de fijación - L01. Dos puntos al piso, frontal y engrampe.



Modelo	Alta posición	Posición baja	Ángulo máximo del respaldo	Ángulo máximo de la pieza de la rodilla	N.W	Portador	Embalaje		
							Cantidad	Talla (L*W*H)	G.W
NF-A9	el 195*55*85cm	el 195*55*50cm	65°	15°	45kg	180kg	1	los 200*63*41cm	52kg