

# CITROEN JUMPER

## COMPONENTE MOTRIZ

**MARCA Y MODELO :** CITROEN JIUMPER L3H2 2.2 Hdi, EURO IV

**CILINDRADA:** 2.198 cc Diesel

**POTENCIA:** 130 Hp @ 3.500 rpm

**TORQUE:** 320 Nm @ 2000 rpm

**TRANSMISION:** Mecanica 6 cambias + Retroceso

## PESOS Y MEDIDAS

### EXTERIORES:

**A:** 2050 mm  
**L:** 5998 mm      **H:** 2524 mm

### INTERIORES: AREA DE ATENCION MEDICA

**A:** 1,750 mm  
**L:** 3400 mm      **H:** 1900 mm

		<b>CAPAC. D</b>
<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO NETO</b>	<b>CARGA</b>
3500 kg	2015 kg	1485 kg

**AROS Y LLANTAS:** 225/75 R16

## AREA DE ATENCION MEDICA

- Adecuación y acondicionamiento de estructuras, soportes y anclajes
- Aislamiento termico en poliuretano inyectado
- Forro interior de material sintetico e impermeable, polimero de alta resistencia a los impactos, reforzado con fibra de vidrio.
- Sin aristas salientes o cortantes, liso de una sola pieza, sin uniones ni porosidad
- Mobiliario medico con estructura en aluminio y forro en material sintetico, polimero de alta resistencia a los impactos, reforzado en fibra de vidrio, tipo modulares, de facil limpieza y mantenimiento.
- Piso en calidad hospitalario, heterogeneo de alto transito, liso de una sola pieza sin costuras ni uniones, con proceso de protección easy clean pur, antibacterial, anti hongos, con retardo al fuego.
- Sistema de oxigeno preseteado 50 PSI, con mangueras y tomas tipo DISC celladas.
- Sistema electrico aislado, codificado por color y entubado para mayor proteccion.
- Sistema de luces, Barra, Perimetrales, en color ambar; Sirena y Megafono con potencia de hasta 200W, sistema manos libres
- Accesorios y equipos según norma.