

NEC YORK

Collarín cervical de una pieza




Los collarines cervicales Nec York son dispositivos que se utilizan para ayudar a mantener la alineación neutra del raquis cervical.

Características específicas

- Aplicación rápida gracias a la correa de cierre
- Acceso para la traqueotomía
- Aberturas en la parte del cuello para mejorar la aireación
- Cómodo acolchado moldeado

Datos técnicos

Medida	Regular
Material	PE
Peso	130 g
Dimensión A	145 mm
Dimensión B	555 mm
Dimensión C	120 mm



Accesorios opcionales

- QC19010C - COLLAR BAG 1 – Bolsa para collarines de una pieza

DM de clase I de acuerdo con el Reg. UE 2017/745

NEC YORK - COLLARÍN
CERVICAL MED.5 (REGULAR)
QC19022C



Clasificación CND	Y060312
ID de registro	83090