

## NEC YORK

### Collarín cervical de una pieza




Los collarines cervicales Nec York son dispositivos que se utilizan para ayudar a mantener la alineación neutra del raquis cervical.

#### Características específicas

- Aplicación rápida gracias a la correa de cierre
- Acceso para la traqueotomía
- Aberturas en la parte del cuello para mejorar la aireación
- Cómodo acolchado moldeado

#### Datos técnicos

Medida	Neckless
Materiales	PE
Peso	120 g
Dimensión A	135 mm
Dimensión B	555 mm
Dimensión C	95 mm



#### Accesorios opcionales

- QC19010C - COLLAR BAG 1 – bolsa para collarines de una pieza

DM de clase I de acuerdo con el Reg. UE 2017/745

NEC YORK - COLLARÍN  
CERVICAL MED.3 (NECKLESS)  
QC19020C



Clasificación CND	Y060312
ID de registro	83086