

# VOLKS WAGEN CRAFTER

## COMPONENTE MOTRIZ

**MARCA Y MODELO :** VOLKSWAGEN CRAFTER PANEL **2.0 L TDI**

**CILINDRADA:** 1968 cc Diesel

**POTENCIA :** 140 CV @ 3500 - 3600 Rpm

**TORQUE :** 340 Nm @ 1600 - 2250 Rpm

**TRANSMISION :** Mecanica 6 velocidades + retroceso

## PESOS Y MEDIDAS

### EXTERIORES

**A:** 2040

**L:** 5986 mm      **H:** 2590 mm

### INTERIORES: AREA DE ATENCION MEDICA

**A:** 1,750

**L:** 3400 mm      **H:** 1900 mm

		<b>CAPAC. D</b>
<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO NETO</b>	<b>CARGA</b>
3500 kg	2223 kg	1277 kg

**AROS Y LLANTAS:** 235/65 R16

## AREA DE ATENCION MEDICA

- Adecuación y acondicionamiento de estructuras, soportes y anclajes
- Aislamiento termico en poliuretano inyectado
- Forro interior de material sintetico e impermeable, polimero de alta resistencia a los impactos, reforzado con fibra de vidrio.
- Sin aristas salientes o cortantes, liso de una sola pieza, sin uniones ni porosidad
- Mobiliario medico con estructura en aluminio y forro en material sintetico, polimero de alta resistencia a los impactos, reforzado en fibra de vidrio, tipo modulares, de facil limpieza y mantenimiento.
- Piso en calidad hospitalario, heterogeneo de alto transito, liso de una sola pieza sin costuras ni uniones, con proceso de protección easy clean pur, antibacterial, anti hongos, con retardo al fuego.
- Sistema de oxigeno preseteado 50 PSI, con mangueras y tomas tipo DISC celladas.
- Sistema electrico aislado, codificado por color y entubado para mayor proteccion.
- Sistema de luces, Barra, Perimetrales, en color ambar; Sirena y Megafono con potencia de hasta 200W, sistema manos libres
- Accesorios y equipos según norma.