

# CÁNULAS OROFARÍNGEAS / NASOFARÍNGEAS

Para una rápida y segura permeabilidad de la vía respiratoria sin intubación, el usuario puede elegir entre una amplia gama de tubos nasofaríngeos y cánulas orofaríngeas de RÜSCH.

Todas las versiones han sido específicamente desarrolladas para cumplir con los requisitos del cliente y, por tanto, representan una solución segura y adecuada para

la mayoría de indicaciones. RÜSCH no sólo ofrece versiones estándar fabricadas con una gran variedad de materiales, sino también modelos especiales para endoscopia que ofrecen la fijación simultánea del tubo traqueal. Gracias a la amplia selección de productos RÜSCH éstos se han convertido en indispensables en muchas situaciones.

## CÁNULAS OROFARÍNGEAS

CÁNULAS OROFARÍNGEAS		RÜSCH					
DESCRIPCIÓN	REF.	TAMAÑO PARA PEDIDOS	TAMAÑO ISO	CÓDIGO DE COLOR	CANT.		
 <p>fabricada con PVC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cánula de Guedel</li> <li>• codificada por colores</li> <li>• transparente</li> <li>• sin látex</li> </ul>	124700	000	3	incolora	10		
		00	4	rosa			
		0	5	azul			
		1	6	negra			
		2	7	blanca			
		3	8	verde			
		4	9	amarilla			
		5	10	roja			
		6	12	púrpura			
		 <p>fabricada con polietileno</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cánula de Guedel</li> <li>• codificada por colores</li> <li>• sin látex</li> </ul>	124900 estéril	000		3	incolora
00	4			rosa			
0	5			azul			
1	6			negra			
2	7			blanca			
3	8			verde			
4	9			amarilla			
5	10			roja			
672901 no estéril	00			4	púrpura	50	
	0			5	azul		
	1		6	negra			
	2		7	blanca			
	3		8	verde			
	4		9	amarilla			
	5		10	roja			