



## APLICACIONES

Ambulancia

Dpto. Emergencia

Hogar

Transf. Paciente

Habitación/Sala

Traqueotomía

Veterinario

Batería  
Interna Recargable

CE 0123

ASKIR 36BR es una unidad de aspiración portátil para la aspiración de líquidos corporales, oral, nasal y aspiración traqueal en adultos o niños. Para uso profesional y con una potente aspiración máximo 36L/ Min. El ASKIR 36BR es ligero para facilitar el transporte. Tres opciones diferentes para la operación: Adaptador / DC, batería recargable AC y 12V, es una unidad de succión versátil aprobado para el funcionamiento continuo sin sobrecalentamiento. Provisto con indicativo visual y alarma acústica que indica el bajo nivel de la batería, la unidad principal también está equipado con un vacuómetro (bar & kPa) y regulador de vacío. Lleva grado de protección IP21 y cumple con la norma EN 60601-1-11 "para su uso en el hogar y entorno sanitario".

## ACCESORIOS INCLUIDOS

- Vaso colector de líquido con válvula de protección de sobreflujo (Diferentes opciones, ver abajo)
- Tubo de silicona 8x14 (Autoclavable) + Conector Cónico Ø 10-11-12 mm
- Filtro Hidrofóbico & Antibacterial (Un solo paciente)
- Cable poder + Adaptador para carro 12V + AC/DC Adaptador Universal

## OPCIONES

- Stand con ruedas REF.27730
- Bolsa de transporte\* REF.SP0207  
\* Para la Unidad y Consumibles

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor	Bomba de pistón sin aceite y libre de mantenimiento
Energía	14V --- 4A con Adaptador Universal AC/DC 100-240V~50/60Hz-100VA
	--- Batería Interna Recargable (12V --- 4A) Autonomía 60min – Tiempo de recarga 240 min
	--- Adaptador de carro (12V--- 4A)
Clasificación ISO 10079-1	ALTO VACÍO/ALTO FLUJO
Máximo vacío (ajustable)	-0.80 Bar -80 kPa -600 mmHg
Máximo caudal	36 l/m
Nivel de ruido	65,5 dBA (con vaso) / 68,5 dBA (sin vaso)
Ciclo de trabajo	Operación sin parar (Por red)
Peso	4.39 Kg
Tamaño	35 x 21 x 18 cm
Años de garantía	2
Envío en caja	3
Lugar de Fabricación	Italia

Italian  
Medical  
Touch  
MADE IN ITALY

## CONFIGURACIONES DISPONIBLES

- RE 410200/03 ASKIR 36BR con vaso 1000ml autoclavable en policarbonato Makrolon 2858
- RE 410200/09 ASKIR 36BR con vaso 2000ml autoclavable en policarbonato Makrolon 2858
- RE 410201 ASKIR 36BR con 1000ml Flovac® línea desechable y contenedor reusable
- RE 410201/01 ASKIR 36BR con 2000ml Flovac® línea desechable y contenedor reusable  
- Vasos en APEC® autoclavable hasta 143°C disponible a pedido