

KDX 1

Maletín de reanimación



Maletín rígido para la acomodación y el transporte de los dispositivos utilizados generalmente en los procedimientos de reanimación.

Características específicas

Sistema de cierre con desenganche rápido
Válvula de presurización manual
Estructura xtremadamente robusta
Juntura para proporcionar una protección contra la penetración de líquidos o suciedad
Mullido interior para una protección máxima del contenido
Gracias a las muescas en el acolchado principal, el usuario puede personalizar los alojamientos para satisfacer sus necesidades
Predisposición para la inserción de soportes metálicos

Detalles técnicos

Dimensiones externas	405x515x200 ± 5 mm
Dimensiones internas	355x475x180 ± 5 mm
Materiales	PP, PE
Peso sin mullido	3,6 ± 0,1 kg
Peso con el mullido	4 ± 0,1 kg

KDX 1 VACÍO - MALETÍN DE
REANIMACIÓN
CB06045C

Rev.2 (24/08/2015)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it