

e-xam



Datos técnicos:

e-xam LED 2.5 V

5.000-5.500 Kelvin

180.000 Lux max.

Campo de iluminación: aprox. 11 cm diámetro (distancia 15 cm)

e-xam Xenon 2.5 V

3.500-4.000 Kelvin

60.000 Lux max.

Campo de iluminación: aprox. 14 cm diámetro (distancia 15 cm)

Pilas: 2 x alcalinas AA, 1,5 V



e-xam

Lámpara de diagnóstico

Lámparas de diagnóstico de alto rendimiento con validación fotobiológica para diagnóstico médico en ORL y oftalmología.

Disponible con iluminación LED o Xenón.

- Validación fotobiológica como lámpara de pupilas según EN 62471:2008
- Campo de iluminación preenfocado, iluminación homogénea.
- Luz natural luminoso con LED de alto rendimiento.
- Vida útil LED: al menos 20.000 horas.
- Bajos costos de mantenimiento por la larga vida útil de la LED y las baterías.
- Carcasa de plástico ABS con pinza metálica, desinfectable.
- Uso fácil con interruptor.
- Incluye soporte para depresor lingual, pilas y bolsa de nylon.
- Desarrollado para durabilidad, garantía 2 años, LED incluido.

Información para pedidos:

e-xam

No. 5130-01 negro, XL 2.5V, con soporte para depresor lingual

No. 5130-02 blanco, XL 2.5V, con soporte para depresor lingual

No. 5131-01 negro, LED 2.5V, con soporte para depresor lingual

No. 5131-02 blanco, LED 2.5V, con soporte para depresor lingual



2,5 V LED para e-xam

No. 12320, 1 unidad

XL 2.5 V lámpara de Xenón para e-xam

No. 11178, pack of 6

fortelux N



Datos técnicos:

3 V LED

5.500 Kelvin

24.000 Lux max.

Campo de iluminación: aprox. 50mm diámetro (distancia 15cm)

Pilas: 2 x alcalinas AAA, 1,5 V

fortelux N

Lámpara de diagnóstico

Lámpara de diagnóstico "economy" para diagnóstico médico con iluminación LED.

- Iluminación LED, comparable con al luz diurna.
- Campo de iluminación preenfocado.
- Precio atractivo.
- Carcasa de aluminio con pinza metálica, desinfectable.
- Encendido y apagado sencillos mediante contacto en la pinza en la pinza metálica.
- Pilas incluidas.
- Accesorios disponibles: Soporte para depresor lingual, espejo laríngeo y filtro azul.
- Garantía 2 años.



Información para pedidos:

fortelux N, 1 unidad

No. 5075-526 negro

No. 5074-526 plateado

No. 5077-526 rojo

No. 5071-526 azul

No. 5078-526 blanco

No. 5072-526 verde

fortelux N, 6 unidades

No. 5070 colores variados

No. 5075 negro

No. 5074 plateado

No. 5077 rojo

No. 5071 azul

No. 5078 blanco

No. 5072 verde

Conjunto ri-light set (fortelux N, soporte para depresor lingual, espejo laríngeo y filtro azul)

No. 5090 blanco

3 V LED para fortelux N

No. 12322, 1 unidad

