unimeq

PERU E.I.R.L.

UNIDADES MÓVILES Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS



URBANA



RURAL

UNIMEQ PERU

ambulancia

AMBULANCIA

URBANA



Unidad Médica configurada sobre vehículos autoportantes tipo integral (Van), tracción 4x2, acondicionadas para el traslado de pacientes asistidos, de manera segura y que no ponga en riesgo su salud. Generalmente empleada en ciudad o vías asfaltadas, dentro de sus principales características se pueden resaltar, su amplitud y confort, así como su hermeticidad y seguridad.

Equipo de luces de emergencia periféricas integradas con: barra de luces estroboscópicas en luz led de alta luminosidad, faros laterales con domo en policarbonato tipo cristal de alto brillo en luz led, base cromada y sello de goma resistente a la intemperie, 100,000 horas de vida útil, luces de trabajo laterales y posterior, bidireccionales de alta luminosidad en luz led blanca resistentes al agua e intemperie.





















Mobiliario médico y revestimiento interior: desarrollados y fabricados en material termoacústico (fibra de vidrio), de alta resistencia al impacto, impermeable, ignífugo, antibacterial, de acabado liso sin aristas cortantes y puntas redondeadas, gabinetes con ventanas en acrílico traslúcido de alto impacto. Paredes lisas, contínuas, uniformes e impermeables, de aspecto limpio e higiénico.







Sistema eléctrico interior, equipos y accesorios: Luces interiores integradas en luz Led, con tomas de 12V DC y 220V AC, Luz de Inspección Médica, Extractor de Aire, Sistema de Climatización, Aire Acondicionado, Inversor de Voltaje, Bateria Auxiliar y Toma Externa de 220V. Comandado por una Tarjeta Electrónica y Tablero de Control. Ventana de Comunicación Interior a la cabina de conducción, Asiento Médico Giratorio.

AMBULANCIA

RURAL



Unidad Médica configurada sobre vehículos tipo integral o de carga (Pick Up), carrozado, con transmisión mecánica y tracción 4x4, en concordancia con la norma técnica de salud vigente, para el traslado seguro de pacientes asistido por vía terrestre, Generalmente empleadas en zonas con mayor complejidad de vías de acceso, teniendo como principales características, su versatilidad, robustez y seguridad.

Habitáculo médico (caseta) y mobiliario: Desarollada y configurada de acuerdo a las características de nuestra geografía. Con una estructura mixta, bastidor piso y perfiles de cubo en pl. de Acero Galvanizado, configurando una estructura antivuelco, con componentes de aluminio en paredes y techo, logrando así una óptima relación de Resistencia y Peso, con aislamiento, forro y Mobiliario, en material termoacústico, impermeable, lavable, de fácil limpieza, de piso uniforme, liso antideslizante de una sola pieza.











Luces, sistema eléctrico - equipos y accesorios: Faros de emergencia periféricos y Barra en Luz LED estroboscópica, sirena y megafono multitonal, faros de trabajo en Luz LED Blanca, de alta capacidad lumínica, sistema eléctrico comandado por una tablero principal con tarjeta electrónica, batería auxiliar, sistema de corte de corriente, toma externa 220V AC, inversor de voltaje, luces interiores de salón integradas en luz LED blanca, luz halógena de inspección médica, tomas interiores de 12V DC y 220V AC, Ventanas Pavonadas, calidad automotríz.











EQUIPAMIENTO MÉDICO

Tipo I



- Aspirador de secreciones portatil
- Balón de oxígeno "M", regulador, flujometro
- Balón de oxígeno portatil "D"
- Camilla telescópica
- Chaleco de extricación
- Collarin cervical adulto / pediátrico
- Estetoscopio adulto / pediátrico
- Jgo. De ferulas
- Jgo. De mascarillas adulto / pediáatrico
- Laringoscopio adulto / pediátrico
- Linterna para exámen

- Inmovilizador de cabeza
- Maletin de soporte básico de vida
- Pinza tipo magil adulto / pediátrico
- Resucitador manual adulto / pediátrico
- Set de tubos oro faringeos
- Set de tubos endo traqueal
- Set de tubos naso faringeos
- Set de tubos obturador esofágicos
- Tabla rígida
- Tensiómetro aneroide adulto / pediátrico



Tipo II

- Monitor desfibrilador portátil
- Oxímetro de pulso



Tipo III

- Bomba de infusión volumétrica
- Ventilador pulmonar volumétrico

unimeq PERU E.I.R.L.

Rpc: 987796002 – Entel: 955370803 | 955370810

mvigo@unimeq.com | raliaga@unimeq.com

www.unimeq.com